

Frankierpatrone für Quadient IS-240

Produktinformationen:

Artikelnummer: 122-0240DE-20
 Kompatibel zu: 4146133n
 Geeignet für: IS-200, IS-240 & IS-280 (AT/DE)
 Farbe: Blue
 Kapazität: 20ml
 Anzahl/ Einheit: 1 Stück
 Ursprungsland: Deutschland
 Hersteller: CM printing GmbH
 am Zechenring 12B
 41836 Hückelhoven
 vertrieb@cm-printing.de



Sicherheitshinweise:

Gefahrenpiktogramme:



Signalwort:

Warnung

Gefahrenhinweis:

H315 Verursacht Hautreizungen.
 H319 Verursacht schwere Augenreizungen.
 H317 Kann allergische Hautreaktionen hervorrufen.
 H373 Kann bei längerer oder wiederholter Exposition Organschäden verursachen.

Sicherheitshinweise:

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dämpfe/Sprühnebel nicht einatmen.
 P261 Vermeiden Sie das Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dämpfen/Spray.
 P264 Waschen Sie sich nach der Handhabung gründlich die Hände.
 P272 Kontaminierte Arbeitskleidung darf nicht aus dem Arbeitsbereich entfernt werden.
 P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
 P305 + P351 + P338 BEI AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen. Entfernen Sie die Kontaktlinsen, falls vorhanden und einfach durchzuführen. Spülen Sie weiter.
 P314 Ärztlichen Rat einholen, wenn Sie sich unwohl fühlen
 P332+P313 Wenn Hautreizungen auftreten: Ärztlichen Rat einholen.
 P333+P313 Wenn Hautreizungen oder Hautausschlag auftreten: Ärztlichen Rat einholen.
 P337+P313 Wenn die Augenreizung anhält: Ärztlichen Rat einholen.
 P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor der Wiederverwendung waschen.
 P501 Inhalt/Behälter gemäß den geltenden Vorschriften entsorgen.

Ergänzende Angaben:

Enthält 1,2 Benzisothiazol-3(2H)-on
 Kann eine allergische Reaktion hervorrufen.